

Fluidized Bed Dust Generator (Model 3211)

본 제품은 분진계의 교정, Air Filter 성능시험, Laser 유속계 시험 등에 사용되는 표준입자를 장시간 안정하게 발생시키는 분진 발생장치입니다. JIS 표준분체를 사용하여 Feeder Speed에 의해 발생량을 조절할 수 있습니다.



특징 Features

- 간단한 농도조절기능
- 장시간 안정된 분진 발생
- 안정된 분산입자 발생

사양 Specification

| Model | 3211 |
|------------|---|
| 발생입자 Size | 고체 입자로서 약 50 μ m 이하의 것 |
| 발생 유량 | 10-30 Liter/min |
| 분체 전송 | DC Motor에 의한 Screw Feeder 방식 |
| 시료 Tank 용량 | 약 200cm ³ |
| 발생 농도 | 100mg/m ³ ~ 1g/m ³ |
| 전 원 | AC 100V \pm 10%, 50/60Hz |
| 본체 크기 | 170 × 460 × 430mm |
| 구성 품목 | 본체(1), Power Cable(1), Fuse(1), Wrench(4), Filter(3), |
| | Glass Beads(150cc), 취급설명서(1) |
| Option 품목 | Clean Air 공급장치, Compressor |

